



Morning Mist®

33

Nettoyant désinfectant neutre

Une formulation sans phosphate et de pH neutre, conçue pour assurer un nettoyage, une désodorisation et une désinfection efficaces.

Caractéristiques et Avantages

- Un nettoyant désinfectant bactéricide, virucide, qui tue également les SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) et les ERV (entérocoques résistants à la vancomycine)
- Désinfectant à usage hospitalier avec un temps de contact de 10 minutes conforme aux normes relatives aux agents pathogènes transmissibles par le sang pour la décontamination du sang et des liquides organiques
- Nettoyant et désinfectant général pour les grandes surfaces comme les salles d'opération et les établissements de soins aux malades

Applications

- À usage dans les milieux de soins de santé, de services hôteliers, et dans les milieux scolaires
- Pour utilisation sur des surfaces dures, non poreuses, inertes : sols, murs, porcelaine émaillée, carreaux de sol en céramique vernissée, revêtements en plastique, cabines de douche, baignoires et meubles de lavabo
- Appliquer à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge, d'un pulvérisateur ou gicleur à détente par pompe à main





Morning Mist®

Nettoyant désinfectant neutre

Mode d'emploi

Nettoyage général

- Appliquer ce produit sur la zone souillée à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge, d'un pulvérisateur à détente par pompe à main ou d'un gicleur basse pression.
- Ce produit peut être dilué dans un rapport de 62,5 ml pour quatre litres (2 onces par gallon) d'eau.
- Mouiller amplement la surface souillée et frotter au besoin.

Désinfection

- Pour la désinfection des surfaces de l'environnement dures, non poreuses, inertes, verser 62,5 ml de ce produit par quatre litres d'eau (2 onces par gallon).
- Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge, d'un pulvérisateur à détente par pompe à main ou d'un gicleur basse pression, de manière à mouiller complètement les surfaces sous tous les angles. Laissez reposer 10 minutes, puis enlever le liquide excédentaire.
- Pour les applications par pulvérisation, pulvériser à une distance de 15 à 20 cm (entre 6 et 8 po) de distance de la surface, frotter avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Ne pas respirer les émanations volatiles de la pulvérisation.
- Pour les surfaces très souillées, procéder d'abord à un premier nettoyage.
- Le produit dilué est maintenant stable dans la bouteille du pulvérisateur pour une durée maximale d'un mois.

Données techniques		Morning Mist®
N° règ. EPA		1839-169-70627
N° règ. DIN		02248024
Couleur		Liquide bleu-vert transparent
pH		7.0 (Dilution d'usage 1:64)
Parfum		frais
Durée de conservation		1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Morning Mist®	1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (Remplissage)	1:64	5283020	
Morning Mist®	2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 Qt. (Pulvérisation)	1:64	5283003	
Morning Mist®	4 conteneurs de 3,78 L / 1 gallon	1:64	5283038	
Morning Mist®	2 unités Command Center® de 1,5 gallon / 5,68 L	1:64	5283046	
Morning Mist®	2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz.	1:64	5773934	
Morning Mist®	12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL	NA	D1225569	
Morning Mist®	2 unités Command Center® de 1,5 gallon / 5,68 L	1:64	4298151	
Morning Mist®	4 conteneurs de 3,78 L / 1 gallon	1:64	4530720	
Morning Mist®	12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL	NA	D1225570	

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.